

<https://doi.org/10.30895/2221-996X-2025-632-table-s1>

Таблица S1. Определение аналитической чувствительности разработанной иммуноферментной тест-системы
Table S1. Sensitivity analysis of the ELISA test system developed in the study

Параметр / <i>Parameter</i>	№ серии / <i>Batch No.</i>		
	1	2	3
B_0 (среднее значение ОП ₄₅₀ нулевой калибровочной пробы) <i>B_0 (mean OD₄₅₀ for calibration blanks)</i>	0,0232	0,0263	0,0092
σ (стандартное отклонение ОП ₄₅₀ нулевой калибровочной пробы) <i>σ (standard deviation of OD₄₅₀ for calibration blanks)</i>	0,0180	0,0220	0,0182
$B_0 + 2\sigma$	0,0129	0,0178	0,0272
Аналитическая чувствительность <i>Sensitivity</i>	0,7	0,55	0,5
Среднее значение аналитической чувствительности <i>Mean sensitivity</i>	0,625		

Таблица составлена авторами по собственным данным / The table is prepared by the authors using their own data

Примечание. ОП₄₅₀ — оптическая плотность при 450 нм.

Note. ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; OD₄₅₀, optical density at 450 nm.