

<https://doi.org/10.30895/2221-996X-2025-632-table-s2>

Таблица S2. Результаты теста на «линейность» с использованием различных концентраций E2 белка вируса Чикунгунья
Table S2. Linearity testing with different concentrations of Chikungunya virus E2 protein

Параметр / <i>Parameter</i>		Значение параметра / <i>Parameter value</i>							
№ серии <i>Batch No.</i>	Теоретическая концентрация (нг/мл) <i>Spiked (ng/mL)</i>	10	5	2,5	1,25	6	3	1,5	0,75
	Практическая концентрация (нг/мл) <i>Recovered (ng/mL)</i>	10	5	2,5	1,3	6	3	1,5	0,9
1	Тест на «линейность» <i>Linearity, %</i>	100	100	100	104	100	100	100	120
2	Практическая концентрация (нг/мл) <i>Recovered (ng/mL)</i>	10	5	2,5	1,25	6	3	1,5	0,83
	Тест на «линейность» <i>Linearity, %</i>	100	100	100	100	100	100	100	111
3	Практическая концентрация (нг/мл) <i>Recovered (ng/mL)</i>	10	5	2,5	1,2	6	3	1,5	0,9
	Тест на «линейность» <i>Linearity, %</i>	100	100	100	96	100	100	100	120
Среднее значение теста на «линейность» <i>Mean linearity, %</i>		100	100	100	100	100	100	100	117

Таблица составлена авторами по собственным данным / The table is prepared by the authors using their own data