

<https://doi.org/10.30895/2221-996X-2025-553-fig-s1>




Рисунок составлен авторами по собственным данным / The figure is prepared by the authors using their own data

Рис. S1. Подбор концентрации селективного антибиотика для клеточной линии CHO: А и С — концентрация жизнеспособных клеток (VCD); В и D — жизнеспособность клеток. В легенде указано: контроль — среда без антибиотиков; hygro — среда с антибиотиком гигромицином (цифрами указана концентрация, мг/л); G418 — среда с антибиотиком генетицином (цифрами указана концентрация, мг/л).

Fig. S1. Selection of antibiotic concentrations for the CHO cell line: A and C, viable cell density (VCD); B and D, cell viability. Legend: control, antibiotics-free medium; hygro, medium with hygromycin (numbers indicate concentrations, mg/L); G418, medium with geneticin (numbers indicate concentrations, mg/L).